

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 11:14

Link do produktu: <http://dentasfera.pl/httpwwwdentalplimplanty-miniimplantologiaimplanty-bego-semados-minihtml-p-113.html>

Semados MINI

Opis

Implanty BEGO Semados MINI

System stosowany w przypadkach wąskich wyrostków zębodołowych, bez potrzeby przeprowadzania augmentacji kości.

Implanty BEGO Semados® Mini mogą być stosowane we wszystkich typach kości.

Szczególnie zalecane jest stosowanie:

- w bezzębnej żuchwie
- przy silnie zredukowanych, wąskich i bezzębnych wyrostkach zębodołowych
- przy wąskich brakach pojedynczych zębów (12, 22, 32-42)
- Średnice: 2.7 · 2.9 · 3.1 mm
- Długości: 11.5 · 13 · 15 mm
- Wykonane z czystego tytanu 4 Klasy
- Wytrawiana i piaskowana powierzchnia TiPurePlus o wysokiej czystości
- Kształt korzenia zęba
- Doskonała osteointegracja
- Zagęszcza i kondensuje kość
- Mikrogwint w obszarze szyjki implantu to poprawianie parametrów przenoszenia sił na kość kresztalną
- Boczna kondensacja kości zwiększa stabilizację pierwotną implantu