

Dane aktualne na dzień: 22-05-2024 04:36

Link do produktu: <http://dentasfera.pl/httpwwwdentalplimplanty-rs-rsximplantologiaimplanty-bego-semados-rs-rsxhtml-p-112.html>

Semados RS/RSX

Opis

Implanty BEGO Semados® RS/RSX

Implanty te można stosować we wszystkich obszarach i we wszystkich typach kości. Szczególnie zalecane do zastosowania:

- w szczęce i żuchwie
- przy implantacji natychmiastowej
- przy procedurach sinus lift, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia membrany Schneider'a
- Przy wąskich brakach w odcinku przednim (RS/RSX 3.0) do zębów 12, 22, 32-42
- Średnice: 3.0 · 3.75 · 4.1 · 4.5 · 5.5 mm
- Długości: 7 · 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15 mm
- Wykonane z czystego tytanu 4 Klasy
- Wytrawiana i piaskowana powierzchnia TiPurePlus o wysokiej czystości
- Stożkowy kształt implantu z zaokrągloną główką implantu
- Wypolerowany maszynowo kołnierz (Linia RS) lub kołnierz z mikrostrukturą (Linia RSX) umożliwia przeprowadzenie Platform Switch - zgodnie z preferencjami lekarza i wymaganiami dotyczącymi leczenia
- Mikrogwint z wykorzystaniem bioniki (opatentowany) do redukowania naprężeń w kości.