

Dane aktualne na dzień: 21-05-2024 16:56

Link do produktu: <http://dentasfera.pl/httpwwwdentalplimplantysimplantologiaimplanty-bego-semados-shtml-p-110.html>

Semados S

Opis

Implanty BEGO Semados S

System efektywnie stosowany już od 1993 roku!

Implanty BEGO Semados® S można stosować we wszystkich odcinkach w szczęce i żuchwie w kości o różnej jakości. Zastosowanie implantów tej linii jest szczególnie zalecane:

- w żuchwie i w szczęce
- w kości D1, D2, D3 i D4
- przy wystarczającej ilości kości
- przy procedurach sinus lift, aby uniknąć nieplanowanej perforacji membrany Schneider'a
- Średnice: 3.25 · 3.75 · 4.1 · 4.5 · 5.5 mm
- Długości: 7 · 8.5 · 10 · 11.5 · 13 · 15 mm
- Wykonane z czystego tytanu 4 Klasy
- Wytrawiana i piaskowana powierzchnia TiPure^{Plus} o wysokiej czystości
- Doskonała osteointegracja
- Zaokrąglona główka implantu chroniąca struktury anatomiczne
- Kołnierz wypolerowany maszynowo służy minimalizacji szczytowej resorpcji kości i zmniejszaniu podrażnień błony śluzowej
- Samonacinający gwint