

Dane aktualne na dzień: 12-05-2024 22:31

Link do produktu: <http://dentasfera.pl/krzeslo-typu-3d-z-dynamicznymi-suspami-oraz-oparciem-typu-faeza-kolor5141-p-35.html>

## KRZESŁO TYPU 3D Z DYNAMICZNYMI SUSPAMI oraz oparciem typu "FAEZA"/ kolor:5141

Dostępność

Na zamówienie

### Opis

#### KRZESŁO TYPU 3D Z DYNAMICZNYMI SUSPAMI oraz oparciem typu "FAEZA" / kolor:5141

**KRZESŁO 3D Z DODATKOWYMI DYNAMICZNYMI SUSPAMI**, które odciążają ręce podczas pracy Stomatologa.

Do krzesła tego typu można dobrać różnego rodzaju podłokietniki:

**SUSPA 3D**- podłokietnik dynamiczny odciążający rękę stomatologa pracującego najczęściej na „godzinie 12” o około 30%-40%. Ruch podłokietnika w 3 płaszczyznach(góra, dół, tył i na boki) (podłokietniki na fotografii)

**SUSPA 2D**- dynamiczny w 2 płaszczyznach (przód, tył i na boki)

**ŁUK DOR d** - „**ŁUK DOROTY DŁUGI**”, krótszy niż oparcie „**ŁUK DOROTY**”

**ŁUK DOR k**- „**ŁUK DOROTY KRÓTKI**”

**BODO 0, 1, 2** - podłokietnik najmniejszy w typie „banan” zmontowany bezpośrednio na ramieniu (0), zamontowany na jednej przedłużce (1) lub na 2 przedłużkach (2)

**POZNAŃ**- długość ok 30 cm typ „banan”.

#### Opcje:

-Regulacja siedziska

-Regulacja oparcia (przód, tył - podąża za ciałem)

-Zmiana wysokości krzesła

-Dopasowanie podłokietników pod względem: wysokości , długości oraz możliwość wysuwania w przód i tył.

#### Możliwości:

- dobór siłownika

- dobór kółek

- dobór innych podłokietników

- dopasowanie podstawy

- obicie: skórzane, WINYL, bądź własny

# BRAK ZDJĘCIA



***Odwiedź przydatną podstronę!(kliknij, aby wejść)---->***